

Lugols Iode (10x Concentré) – Lugols Iodine (10x Concentrate)(BMSCR0050-10x-100)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Lugols Iode (10x Concentré) – Lugols Iodine (10x Concentrate)
Code produit	BMSCR0050-10x-100
Image	
Description	<p>Ce produit est solution est concentrée d'iode et d'iodure de potassium dans de l'eau distillée. Il doit être dilué 1 sur 10 pour produire une solution prête a l'utilisation adaptée aux diverses applications médicales et industrielles.</p> <p>-----</p> <p>This is a highly concentrated solution of iodine and potassium iodide in distilled water. It should be diluted 1 in 10 to produce a working solution that suits the needs of various laboratory, medical, and industrial applications.</p>
Prix	20 000 frs

Fait à Yaoundé **NGOUSSO**, le 09-05-2025