

Bromocrésol Vert 0,04 % Indicateur alcoolique - Bromocresol Green 0.04% Alcoholic Indicator(BMSCR0015)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Bromocrésol Vert 0,04 % Indicateur alcoolique - Bromocresol Green 0.04% Alcoholic Indicator
Code produit	BMSCR0015
Image	
Description	<p>Le vert de bromocrésol est un indicateur de pH. Il est jaune quand le pH est en dessous de 3,8, vert entre pH 3,8 et 5,4 et bleu au-dessus de pH 5,4.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Bromocresol green is a pH indicator that is yellow below pH 3.8, green between pH 3.8 and 5.4, and blue over pH 5.4.</p>
Prix	23 350 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 10-05-2025